

KEHR-Kühltaschen




Kühltasche small

Außenmaß 230 x 290 mm
(mit Kühlgelfüllung)

Kühltasche medium

Außenmaß 300 x 350 mm
(mit Kühlgelfüllung)

Der schematische Aufbau der KEHR-Kühltaschen zeigt die Füllung mit einem eutektischen Gel, das die Nutzung von Kühlakkus überflüssig macht. Die Kühltasche wird vor Gebrauch im Sommer einfach in das Gefrierfach bzw. im Winter in den Kühlschrank gelegt. Der sichere Transport von thermolabilen Arzneimitteln im Temperaturbereich von +2 bis +8 °C ist damit für mindestens drei Stunden ermöglicht.



Innenschicht

Einseitige Kühlgelfüllung
in der Innenwand

aluminiumbeschichtete
Außenhülle